



SALMONELLA SPP. ARANMASINDA GÖNDERİLEN NUMUNELERİN KABUL KRİTERLERİ

- Numune, laboratuvara gönderilirken soğuk zincirde gönderilmelidir.
- Numunenin konulduğu poşetin bütünlüğü, sterilitesi bozulmamış olmalıdır.
- Etiketlenmemiş numuneler, paketlerinden çıkmış dökülmüş swaplar, dış yüzeyleri altlıkla kontamine/bulaşmış/kirlenmiş olan numuneler ve formları bulunmayan numuneler ret edilir.
- Ret edilen Numuneler müşteriye bilgi verildikten sonra 3 gün buzdolabında saklanılarak müşterinin deneye alınmasını istemesi halinde deney işlemi yapılır fakat raporda bu durum belirtilerek ilgili numune için sorumluluk alınmaz. Geri dönmeyen ret numuneleri için 3 gün bekletildikten sonra otoklavlanarak imha edilir.
- Numuneler gönderilirken numune ile ilgili bilgiler (kümes numarası, yetiştirme tipi, numune alma tarihi) tam olarak yazılmalıdır.
- Numunenin alındıktan sonra laboratuvara gelme süresi 3 günü geçmemelidir.
- Birincil üretim çevresel kaynaklardan alınan çorap ve sünger swap numuneleri (altlık mekanyum, dışkı) kabul edilecektir.
- Numune kabul işlemi hafta içi saat 09.00 -17.00 arasında yapılmaktadır.